

AT THINGS
R POWER
ADD IT TO THE ERA
YZE YOUR BODY
A 100% TO DAY
A GREAT PRODUCTS DO
FEEL YOUR POWER
% TO DAY
FEEL GOOD EVERY DAY
OPTIMIZE YOUR
I AM READY FOR NEW
FEEL THE STRENGTH
FEEL YOUR POWER
OPTIMIZE
OPTIMIZE
A GREAT PRODUCTS TO FEEL
TO DAY
FEEL YOUR POWER
OPTIMIZE YOUR TIME

OPTIMYZER 2020

1 марта 2020

г. Новосибирск



ДМИТРИЙ ЛАЕВСКИЙ

Биохакер



» OPTIMYZER



» Очки для светотерапии АУО

249 €

Основан на полезном сине-бирюзовом свете, который имитирует естественный солнечный свет.


Когда ваши глаза подвергаются воздействию синего света АУО, это сигнализирует о пробуждении вашего тела, подавляя уровень мелатонина. В результате вы будете чувствовать себя более энергичным и активным естественным образом

АУО использует свет 470-475 нм с интенсивностью излучения 250 мкВт / см², которая, как было доказано, является наиболее эффективной длиной волны для настройки часов тела, которая прокидает в ваши глаза и стимулирует сенсорные клетки (светочувствительные ганглиозные клетки клетчатки) активированные клетки посылают сигналы в область мозга, которые подавляют выработку мелатонина с утра, а вечером.


PROPEAQ
PREMIUM LIGHT GLASSES

199 €






» БЛОКИРУЮЩИЕ ОЧКИ

62 €

Блокирующие очки синего света с 76% и 96% блокирующей способностью (400-490 нм). Это блокирует вредный синий свет от экранов и других искусственных источников.



» УСТРОЙСТВО КРАСНОГО СВЕТА

1000 €

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА :

- До 250 мВт / см²
 - 100 мВт / см² при 20 см
 - 20 мВт / см² при 150 см
 - Рекомендуемая оптимальная интенсивность > 20-30 мВт / см², до 100 мВт / см² для глубокого заживления мышц
 - Система с 200 светодиодами, состоящая из 660 нм (красный) и 850 нм (ближний инфракрасный) светодиоды с точной длиной волны
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • Улучшенное кровообращение | • Уменьшение морщины |
| • Противовоспалительное действие | • Лечение ран |
| • Увеличение восстановления мышц | • Повышенная рождаемость |
| • Увеличение производства коллагена | • Увеличение тестостерона |
| • Сияющая кожа | • Уменьшить боль |



» HumanCharger EU

199 €

В мозге человека присутствуют светочувствительные рецепторы, очень похожие на те, что расположены в сетчатке глаза. Светочувствительные рецепторы могут быть доступны посредством света, проходящего через ушные каналы и структуру уха, с помощью устройства для яркой светотерапии HumanCharger® и его передовых наушников LEDSet. Когда эти светочувствительные участки мозга стимулируются светом, он воздействует на нервные цепи в мозге через нейротрансмиттеры (например, серотонин, дофамин и норадреналин).

**В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
HUMANCHARGER® ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ:**

- Повышение уровня энергии,
- Улучшение настроения,
- Повышение умственной активности
- Более быстрое восстановление после смены часовых поясов.



» PlatoWork

395 €

Использование постоянного тока 1,2 мА в качестве стимуляции по умолчанию, с возможностью ручной регулировки тока +/- 0,2 мА

tDCS сам по себе не индуцирует передачу сигналов нейронами, но усиливает вашу уже существующую активность нейронов.



» Vielight X-Plus 749 \$

Фотобиология – это изучение воздействия неионизирующего излучения на биологические системы.

Биологический эффект изменяется в зависимости от длины волны излучения. Излучение поглощается молекулами в коже, такими как ДНК, белок или некоторые лекарства. Молекулы химически превращаются в продукты, которые инициируют биохимические реакции в клетках.

В настоящее время широко распространено предложение о том, что низкоуровневая энергия видимого красного и ближнего инфракрасного света (NIR) поглощается митохондриями и преобразуется в АТФ для использования в клетках.



» **OOLER®**
Sleep System

799 \$

Температура на матраце
от 9 °C до 46 °C



» HERITAGE - SILVER

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТИТАНОВОЕ КОЛЬЦО

299 \$

- Фазы сна
- Постановка цели ежедневной деятельности
- Отслеживание текущей деятельности
- Шаги и калории
- Оптимизация восстановления
- Частота пульса
- Вариабельность сердечного ритма
- Температура тела